

BLANDET LABORATORIEAFFALD



SORTERINGSVEJLEDNING

JA TAK

- Alle typer laboratorieaffald i småemballager - max 1 liter eller 1 kg

NEJ TAK

- Oxiderende og reaktive stoffer
- Kviksølv
- Ether
- Klude og twist
- Spraydåser

Eksempler på containertype til opsamling:

NB: Pakkes med absorberingsmateriale i UN-godkendt emballage - max 50 kg



Spændelågsfad

Er du i tvivl?

Så kontakt os på **97 12 18 00**. Se mere på www.mariuspedersen.dk / www.helevejen.dk

Marius Pedersen
Division Special Affald

